

Parecer sobre Processo Administrativo nº 25/2000-0070861-4
Pregão Eletrônico nº 0404/2025

Aquisição de equipamento de Ultrassonografia portátil, com doppler transcraniano, robusto e resistente a impactos.

Item 1 - 0870.0190.010309 - EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRRAFIA PORTÁTIL COM DOPPLER TRANSCRANIANO

**Proposta GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**
Aparelho – Marca: GE Versana Active

Considerações:

1º – A especificação do objeto determina que o equipamento deve ser portátil, robusto e resistente a impactos, destacando também a necessidade de suportar vibrações mecânicas, visto que será frequentemente transportado entre diferentes setores, tornando imprescindível sua robustez estrutural. Contudo, o manual aprovado pela ANVISA (página 1-38, 1-62, 5-45) descreve: “Manuseie com cuidado. Uma queda de mais de 5 cm pode causar danos mecânicos”, “Não deixe o transdutor ficar pendurado. Choques na lente do transdutor podem provocar danos irreparáveis.”, “Nunca deixe os transdutores caírem nem sofrerem outros tipos de choque mecânico ou impactos. Se isso acontecer, poderá ocorrer redução no desempenho ou danos (como rachaduras ou lascas) no invólucro.”,

2º - A especificação do objeto estabelece: “TECLADO ALFANUMÉRICO, RESISTENTE A HIGIENIZAÇÃO/ASSEPSIA PLENA COM LÍQUIDOS DESINFETANTES, COM MANUSEIO DO CURSOR POR TRACKPAD OU SIMILAR, COM ILUMINAÇÃO. DEVERÁ PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TECLAS PROGRAMÁVEIS PARA FUNÇÕES AVANÇADAS DEFINIDAS PELO USUÁRIO. Manual ANVISA (página 1-10, 3-37, 3-38) descreve: “Não exponha o dispositivo à água nem a qualquer tipo de líquido.”, “Não borrife a unidade com nenhum tipo de líquido”, “Durante a limpeza, cuidado para que nenhum líquido entre em contato com a parte interna do invólucro do Trackball (teclado ou sistema).”.

3º - A especificação do objeto exige a capacidade de realização de imagens orbitais, visto que, em determinadas situações, será necessário insonar a órbita para análise do sentido do fluxo na artéria orbitária superior e das carótidas, sendo este recurso imprescindível para o propósito de utilização do equipamento. Entretanto, conforme consta no manual do equipamento aprovado pela ANVISA (página 1-5), “Contraindicações: O sistema de Ultrassom Versana Active não é indicado para uso oftálmico nem qualquer tipo de uso em que o feixe acústico passe pelos olhos.”

Diante das considerações apresentadas, conclui-se que o equipamento Marca: GE Modelo: Versana Active não satisfaz os requisitos essenciais estabelecidos para o serviço, conforme especificações técnicas previstas no edital.

Porto Alegre, 17 de setembro de 2025.

Cecilia Fernandes Lorea
CREMERS 30714